


# 複数食中毒菌の迅速検査技術開発とキット化

- 従来の食中毒菌検査では結果を得るのに数日を要しますが、開発キットにより1日に短縮できます。
- 熟練の技術や労力が無くとも検査が行え、食中毒予防対策や自主衛生管理手法として活用できます。

★食中毒菌検査の日数を短縮するため、サルモネラ/O157/リステリアを簡易迅速に判定する方法を開発



プリマハム（株）  
基礎研究所と共同で

開発技術をキット化



食中毒菌迅速多重検出キット  
「TA10（たじゅう）」シリーズ

2009年1月29日からタカラバイオ（株）より販売

自主衛生管理業務の軽減化へ！

☎ 詳しい情報を知りたい、という方はお気軽にご連絡ください。

（国研）農研機構 食品研究部門 企画管理部 企画連携室 交流チーム

TEL：029-838-7980 FAX：029-838-8005 Email：www-nfri@naro.affrc.go.jp